

BODY SHOWER NEUTRAL

- Mobil kropsbruser med en højeffektiv dekontamineringsopløsning til hud, overflader og tøj.

5 liter, 600 ml eller 100 ml

Til hurtig og effektiv dekontaminering af personer og overflader, der har været i kontakt med ætsende og giftige farlige stoffer som stærke syrer og baser, oxidationsmidler, formaldehyd, fenoler, organiske opløsningsmidler, flussyre og fluorider.

PRODUKTFAKTA & FORDELE

- Til førstehjælp efter kontakt med farlige stoffer – direkte på skadestedet
- Meget hurtig virkning
- Nem håndtering
- Til dekontaminering af flere personer eller områder op til 50 m² – afhængigt af variant
- Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato
- Dermatologisk vurderet som "meget god"
- Ingen toksisk-irriterende bivirkninger

FÅS I 3 STØRRELSER:

- **5 L** – egnet til større områder op til 50 m² og til dekontaminering af flere personer
- **600 ml** – nem at anvende på mindre områder op til 6 m² eller op til 3 personer
- **100 ml** – lommestørrelse til at have med, dækker ca. 1 m² eller én arm's længde

BODYNEUTRALS EFFEKTIVITET SKYLDES BL.A. FØLGENDE STOFFER:

- Ascorbinsyre til neutralisering (via redoxreaktion) af stærkt oxiderende stoffer som hydrogenperoxid, elementært brom, klor, klorblegemiddel, calciumhypoklorit, nitrøse gasser, nitrater og mange flere
- Aminosyrebuffer til neutralisering af syrer og baser som svovlsyre, natriumhydroxid, salpetersyre eller saltsyre
- Aminosyren glycin til binding af formaldehyd og fenoler
- Calciumchlorid til udfældning af fluorid som uopløseligt calciumfluorid – og dermed inaktivering af flussyre
- Derudover polyethylenglycol og glycerol som opløsningsmidler for organiske kemikalier

TILLADELSER/GODKENDELSE AF DEKONTAMINERINGSLØSNINGEN:

- Certificeret som medicinsk udstyr klasse I i henhold til EU-forordning EU 2017/745
- Officielt registreret hos det tyske lægemiddelagentur (BfArM) under nummer DE/CA32/00149466. Registreringen gælder for hele EU og produktet må mærkes med CE-mærke
- Overholder DIN 14555-12 for udstyrsvogne til farligt gods



OBS: Brug ikke produktet i øjne, på slimhinder eller på beskadiget hud. Brug ikke produktet ved ulykker med koncentreret svovlsyre – skyl i stedet med vand eller steril skyllevæske.