

ØJENSKYLSTATION

- Hurtig og effektiv behandling mod øjenskader

Varenr.: PL4652



Hurtig hjælp er afgørende

Få sekunder kan være afgørende, når det drejer sig om ulykker, hvor fremmedlegemer er kommet i kontakt med øjet.

Dette gælder ikke mindst ved syre- og alkaliske skader, hvor

ætsningen begynder, så snart skadestoffet kommer i kontakt med

øjet. Også i forhold til mekaniske skader i form af metal- og træsplinter, støv og andet snavs er tiden en afgørende faktor.

Øjeblikkelig skylning kan forebygge, at fremmedlegemerne sætter sig fast med alvorlige skader til følge.

Let at anvende

Stationen er udstyret med en vejledning samt spejl på en medfølgende planche (293x230mm på 0,5 mm plast). Ved brug føres øjenkoppen til øjet og hovedet lænes bagover hvorefter der trykkes let på flasken, så en blød jævn stråle rammer øjet og den fortyndede opløsning løber væk fra

øjet. Ved mekaniske skader kan hovedet lænes fremover, så fremmedlegemet frit kan komme væk fra øjet.

Efter brug kan flasken bortskaffes ved almindelig dagrenovation og en ny refill flaske kan isættes øjenskylationen.

Praktisk i produktionsmiljøer

Øjenskylationen er udformet i slagfast flamingo indeholdende 2 stk. 500 ml øjensky.

Stationen er velegnet til områder, hvor der er meget snavs og støv. Det være sig ladestationer, steder med olieoplæg og -aftapning, trævareproduktion etc.

Øjenskyflaskerne er CE-mærket og indeholder 0,9% steril natriumklorid.



Øjenskylation

Varenr.	Beskrivelse:
PL4652	Øjenskylation med 2 stk. 500 ml øjensky 280x230x113 mm (HxBxD)
PR1010	Øjensky, 500 ml, refill flaske



Vi fører også pH neutral øjensky til hurtig og effektiv behandling mod ætseskader